

XAROPE DE PHOSPHATOS DE FERRO, QUININA E ESTRYCHNINA

Xarope de Easton.

Sirupus ferri, quinini et strychnini phosphatum.

PHOSPHATO FERRICO	20.0 g.
QUININA	25.0 g.
ESTRYCHNINA	0.2 g.
ACIDO PHOSPHORICO CONCENTRADO	50.0 cm. ³
GLYCERINA	100.0 cm. ³
AGUA DESTILLADA	50.0 cm. ³
XAROPE SIMPLES	Q. S.

PARA OBTER 1000.0 cm.³

Dissolva o phosphato ferrico na agua por meio de brando aquecimento, junte o acido phosphorico, a quinina e a estrychnina e agite até dissolução; filtre o soluto sobre a glycerina contida n'um frasco graduado e junte q. s. de xarope simples para completar 1000 cm.³; misture bem.

XAROPE DE POLYGALA

Sirupus senegæ.

EXTRACTO FLUIDO DE POLYGALA	50 cm. ³
XAROPE SIMPLES	Q. S.

PARA OBTER 1000 cm.³

Misture.

XAROPE DE QUINA

Sirupus cinchonæ.

EXTRACTO FLUIDO DE QUINA	100 cm. ³
XAROPE SIMPLES	Q. S.

PARA OBTER 1000 cm.³

Misture.