

XAROPE DE CIPÓ SUMA

Sirupus anchietæ salutaris.

EXTRACTO FLUIDO DE CIPÓ SUMA	50 cm. ³
XAROPE SIMPLES	Q. S.
PARA OBTER	<hr/> 1000 cm. ³
Misture.	

XAROPE DE CODEINA

Sirupus codeini.

PHOSPHATO DE CODEINA	3 g.
AGUA DESTILLADA	10 cm. ³
XAROPE SIMPLES	Q. S.
PARA OBTER	<hr/> 1000 cm. ³

Dissolva o phosphato de codeina na agua destillada e junto ao soluto q. s. de xarope simples para completar 1000 cm.³

O xarope de codeina é incolôr e de sabôr amargo.

A SEPARAR.

XAROPE DE CORDÃO DE FRADE

Sirupus leonotis.

EXTRACTO FLUIDO DE CORDÃO DE FRADE	100 cm. ³
XAROPE SIMPLES	Q. S.
PARA OBTER	<hr/> 1000 cm. ³
Misture.	

XAROPE DE DEDALEIRA

Sirupus digitalis.

TINTURA DE DEDALEIRA	50 cm. ³
XAROPE SIMPLES	Q. S.
PARA OBTER	<hr/> 1000 cm. ³
Misture.	

Dôses maxima: de uma vez 30 cm.³; em 24 horas 100 cm.³